

VARMLUFTSBLÅSARE MODEL 92600



- 3 olika luftflöden – optimalt anpassad till alla olika dynor
- 4 olika temperaturer: rumstemperatur, 32°C, 38°C och 43°C
- Lätt att rengöra
- Placeras på golvet (4 hjul), eller
- Hänges på droppställning
- Tystgående motor
- Robust konstruktion av kvalitetsmaterial: rostfritt stål och slagtålig ABS
- Lättviktslang med praktisk "parkeringsplats"
- Låga driftskostnader och ekonomiskt HEPA-filter
- Passar alla varmluftsdynor och täcken (även engångs)
- Tillverkad i Danmark

Omgivande temperatur vid användning:

+10°C till +32°C

Mått: 34 x 28 x 28 cm (HxBxD)

Vikt: 12,0 kg

Nätanslutning: 230 V +/- 10%

Effekt: max 1000 VA

Strömförbrukning: max 4 A

HEPA filtret är klass H13 (99,97% filtrering)

DUVAIR varmluftsblåsare är försedd med 4 hjul

och upphängning till droppstativ

(Ø 20 – 40 mm)

Ett års garanti och två års reklamationsrätt.

DUVAIR

Gl. Rønnevej 17A

DK 3730 Nexø

Danmark

CVR Nr. DK19980847

Tlf.: +45 56 49 18 85

Fax: +45 56 49 14 85

E-mail: liza@duvair.dk

www.duvair.dk

MEDICAL
MARKET AB

Svensk återförsäljare:

Medical Market I.N.T. AB

Tryffelslingan 8

181 57 LIDINGÖ

Tel 08-731 58 50

Fax 08-731 90 09

E-mail: info@medicalmarket.se

www.medicalmarket.se

GMDN: 36954

CE
0470



DUVAIR