



# THERMOLASER

**INFRARÖTT SIKTE  
OMEDELBAR MÄTNING AV  
HUDTEMPERATUREN**



**Den enkla metoden för temperaturmätning**

THERMOLASERN är så liten och lätthanterlig att den får plats i fickan.

Att använda THERMOLASERN är enkelt: sikta, mät och läs av resultatet i fönstret.



**Modellbeteckning :** MT4

**Tillbehör :** Fodral

**Tekniska  
specifikationer :**

Mätintervall : -18 till 275°C

Upplösning : 8:1

Tid för resultat : 500 ms (95 %)

Emissionsfaktor : Förinställd på 0,95

Noggranhet :  $\pm 2\%$  /  $\pm 2^\circ\text{C}$

Sikte : laser

Laddas med : 9 V batterier eller NiCd  
ackumulator



**Tillverkad av :**

**CRYONIC MEDICAL**

**Le Martinet du Haut – 39110 SALINS-LES-BAINS – FRANCE**

**Tel 03.84.37.97.70/ Fax 03.84.73.01.36**

**e-mail : [cryonic@cryonic-medical.com](mailto:cryonic@cryonic-medical.com) / [www.cryonic-medical.com](http://www.cryonic-medical.com)**

**Levererad av:**

**MEDICAL MARKET AB**

**Tryffelslingan 8 - Box 1147-181 31-LIDINGÖ-SVERIGE**

**Tel 08-731 58 50/ Fax 08-731 90 09**

**e-mail: [info@medicalmarket.se](mailto:info@medicalmarket.se) / [www.medicalmarket.se](http://www.medicalmarket.se)**